### **PRODUKTDATENBLATT**

## JUDO JUD-KH 6-50

Dosierpumpenanlage (für Kaltwasser, externe Ansteuerung)





#### Einsatzzweck

Mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.

#### Lieferumfang

Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar; Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer; Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung; Dosierpumpe auf Behälter montiert. Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE); Spannungsversorgung (230 V/50 Hz) über Anschlusskabel (ca. 1,5 m) mit Stecker. Eingang für Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung; Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).



#### **Piktogramme**

#### Zubehör

#### JUDO JDPS-D

Schaltkasten aus PC mit Klarsichtklappe inkl. 1,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, digitale Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, Gangreserve 1 Jahr, 50 Speicherplätzen und potentialfreiem Wechselkontakt zur Ansteuerung der Dosierpumpenanlage. Bestellnummer 8340081

JUDO JDS-T 6/4 (5 m) PN 10 aus PTFE, Länge 5 m.

Bestellnummer 2330133

JUDO JDS-T 6/4 (10 m) PN 10 aus PTFE, Länge 10 m. Bestellnummer 2330134

#### JUDO JAK-L

Stör-/Leermelde-Übertragungskabel, Länge 2 Meter. Bestellnummer 8340027

JUDO JAK-S

Länge 2 m.

Bestellnummer 8340028

#### JUDO JMFV-DOS

Multifunktionsventil für die Funktion eines Druckhaltesowie Überströmventils; Haltedruck 3 bar; Überströmdruck 10 bar. Bestellnummer 8340083

#### JUDO JDHV-DOS

Ventil für die Funktion der Druckhaltung; Haltedruck 3 bar.

Bestellnummer 8340084

#### JUDO JÜV-DOS

Ventil zum Schutz vor Überdruck; Überströmdruck 10 bar

Bestellnummer 8340085

#### JUDO JSW 1

Zur Aufnahme der kompletten JUT- oder JWT-Dosieranlagen sowie MECHADOS-Dosierpumpe inkl. Transportgebinde, stabile Ausführung bis 60 l. Bestellnummer 8690026

#### JUDO JSW 2

Zur Aufnahme von bis zu 6 Transportgebinden (max. 60 l), Aufnahmevolumen ca. 180 l. Bestellnummer 8690018

#### JUDO JSW 3

Zur Aufnahme eines 50 | Löse- und Vorratsbehälters. Bestellnummer 8690043

Modell	JUD-KH 6-50
Leistungsdaten	
Dosierleistung max.	6 l/h
Anschlussdaten	
Spannungsversorgung	Schukostecker, 230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	19 W
Anschluss Impfstelle	½" Außengewinde
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Inhalt Dosierbehälter	501
Umgebungsdaten	
Gegendruck max.	10 bar
Wassertemperatur max.	30 °C
Umgebungstemperatur max.	30 °C
Sonstige Angaben	
Dosierpumpe Typ	6D-10
EAN-NUMMER	4 "038097" 036936"
Bestellnummer	8330134
Destenionine	0000101

# WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH Postfach 380 D-71351 Winnenden Tel. 07195 692 - 0 Fax 07195 692 - 110 E-Mail: info@judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH Josef-Sandhofer-Straße 15 A-2000 Stockerau Tel. 02266 64078 Fax 02266 64079

E-Mail: info@judo-online.at

www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal Tel. 061 9064050 Fax 0619064059 E-Mail: info@judo-online.ch www.judo-online.ch