

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JROZ 3

Online-Umkehr-Osmose-Zubehör



judo®

Lieferumfang

Leitfähigkeit gesteuertes Magnetventil; Druckschalter min. / max. zur Steuerung der JUDO Umkehr-Osmose-Anlage inkl. Manometer; Ausdehnungsgefäß inkl. Rückschlagventil und Vorverrohrung. Alle medienberührten Komponenten sind aus korrosionsfreien Materialien.

Produktvorteile

- **Hermetisch geschlossene Einheit**
- **Besonders geeignet bei Anwendung mit hygienisch hohen Anforderungen z. B. in der Luftbefeuchtung**

Modell	JROZ 3
Anschlussdaten	
Rohranschluss	Klebeverbindung, DN 20, DIN EN ISO 6708
Verbrauchsdaten und Füllmengen	
Inhalt Speicher	35 l
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 019304
Bestellnummer	8471034

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch